



Voorzorgsmaatregelen afname:

De plastic folie NIET van het trechterdeksel verwijderen.
Controleer de spons elke keer op schade voordat u deze in de mond van de donor inbrengt. Gebruik een tweede spons als de eerste spons tekenen van slijtage of scheuren vertoont. NIET vervangen door andere sponsjes of wattenstaafjes.

Beoogd gebruik: Voor afname onder toezicht van humaan DNA uit speekselmonsters

Inhoud: Bevat 1 testkit

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Gevaar voor verstikking:

- Kleine dop in testkit.
- Plastic zak met sponsjes.
- Wees voorzichtig bij het in de mond van de donor plaatsen van het sponsje.

Voor afname onder toezicht:

- Laat de donor NIET alleen achter.
- Laat de donor de spons, de kleine dop of de verpakking NIET aanraken.
- Met water wassen als de stabilisatievloeistof in contact komt met de ogen of de huid. NIET inslikken. Zie VIB op www.dnagenotek.com.

Opslag: 15 °C-30 °C (59°F-86°F)

Samenvatting en uitleg over de kit:

Oragene-DNA is een kit voor afname onder toezicht, met de materialen en instructies voor het afnemen en stabiliseren van speekselmonsters.

Legenda etiket:

	Catalogusnummer
	In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel
	CE-markering
	UKCA-markering
	Fabrikant
	Medisch hulpmiddel
	Niet hergebruiken
	Raadpleeg instructies voor gebruik
	Neem speeksel af vóór (Gebruiken vóór)
	Partijnummer
	Geautoriseerd vertegenwoordiger
	Opgelet

Gebruikersinstructies

Lees alle instructies voordat u het monster afneemt.

Procedure:

Zorg ervoor dat de donor 30 minuten voorafgaand aan het afnemen van een speekselmonster NIET eet, drinkt, rookt of kauwgom kauwt.

Zorg ervoor dat de donor tijdens de monsterafname rechtop zit.

Het kan tot 15 minuten duren om een speekselmonster te nemen volgens de stappen 1 tot 7.

	<p>1 Plaats een spons binnenin de wang. Beweeg de spons gedurende 30 seconden voorzichtig langs het tandvlees en de binnenkant van de wangen om zoveel mogelijk speeksel op te nemen.</p>
	<p>2 Zodra de spons verzadigd is met speeksel, plaatst u de spons in de V-inkeping van de trechter. Wring het speeksel uit de spons met een draaiende en duwende beweging tegen de binnenwand van de V-inkeping. Het speeksel stroomt in het buisje.</p>
	<p>3 Herhaal deze stappen (1 en 2) MET DEZELFDE SPONS totdat de hoeveelheid vloeibaar speeksel (zonder bellen) de vulstreep bereikt. Controleer de spons elke keer op schade voordat u deze in de mond van de donor inbrengt. Gebruik een tweede spons als de eerste spons tekenen van slijtage of scheuren vertoont.</p>
	<p>4 Houd het buisje rechtop met één hand. Sluit het deksel met uw andere hand door stevig op het deksel te drukken tot u een harde klik hoort. De vloeistof in het deksel komt vrij in het buisje, waarna het gemengd wordt met het speeksel. Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is.</p>
	<p>5 Houd het buisje rechtop. Schroef de trechter los van het buisje.</p>
	<p>6 Sluit het buisje stevig met het dopje.</p>
	<p>7 Schud het buisje met het dopje erop gedurende 5 seconden. Gooi de trechter en sponsjes weg.</p>