


사용 설명서

수집 전에 설명서를 모두 읽으십시오



수집 주의 사항:

- 깔때기 마개에서 비닐을 제거하지 말 것.
- 기증자의 입에 스펀지를 넣기 전에 손상 여부를 확인할 것. 첫 번째 스펀지가 손상된 경우 두 번째 스펀지를 먼저 사용할 것.
- 다른 스펀지나 면봉으로 대체하지 말 것.

사용 목적: 사람의 타액 샘플에서 DNA 채취.

내용물: 키트에 안정화액이 들어 있음.

경고 및 주의 사항:

질식 위험:

- 컬렉션 키트에 들어 있는 작은 마개.
- 스펀지가 든 비닐 백.
- 기증자의 입에 스펀지를 넣을 때 주의할 것.

수집 감독의 경우:

- 기증자를 방치하지 말 것.
- 기증자가 직접 스펀지, 작은 마개 또는 포장물을 취급하지 못하도록 할 것.
- 안정화액이 눈이나 피부에 닿을 경우 물로 씻을 것. 섭취하지 말 것. 물질안전보건자료(MSDS)를 www.dnagenotek.com에서 찾아볼 것.

저장: 15°C ~ 30°C

키트 요약 및 설명:

Oragene[®]-DNA는 자체 수집 키트로 타액 표본 수집 및 안정화 관련 자재 및 설명서를 제공함.


라벨 설명서:

- 패키지 삼입물 참조
- 타액 수집자 (사용자)
- 체외 진단 의료 기기
- 카탈로그 번호
- CE 표시
- 주의, 사용 설명서 참조
- 15°C ~ 30°C 저장 설명서
- 공인 대리점
- 제조업체


진행순서:

기증자가 타액 채취 30분 전까지 먹거나 마시거나 흡연하거나 껌을 씹지 말도록 할 것. 기증자가 샘플 채취 동안 기립 자세로 있도록 할 것.


아래의 1-7단계에 거친 타액 샘플 채취에 15분까지 소요될 수 있음.




- 볼 안쪽에 스펀지 하나를 놓음. 타액이 스펀지에 최대한 젖어도록 30초간 잇몸과 볼 안쪽 사이에서 스펀지를 부드럽게 움직여 줌.




- 스펀지가 침으로 포화되면 깔때기의 V-노치에 스펀지를 삽입함. V-노치의 내부 가장자리에 스펀지를 대고 뒤돌고 밀어서 스펀지 밖으로 침을 짜냄. 타액이 튜브 안으로 흘러 내리게 됨.




- 타액(거품이 아님)이 눈금선까지 채워질 때까지 동일한 스펀지를 이용하여 이 단계(1-2)를 반복함. 기증자의 입안에 스펀지를 넣기 전에 스펀지의 손상 여부를 매번 확인할 것. 첫 번째 스펀지가 손상된 경우 두 번째 스펀지를 사용할 것. 튜브 바닥을 툭툭 두드려서 거품을 줄임.



- 튜브를 수직으로 세워서 한손으로 잡음. 다른 한 손으로 찰칵 소리가 크게 날 때까지 깔때기 마개를 세게 눌러서 닫음(그림과 같이). 시험관의 액체가 튜브로 흘러 들어가서 타액과 혼합됨. 마개가 완전히 닫혀졌는지 확인할 것.



- 튜브를 수직으로 세워서 잡음. 튜브에서 깔때기를 돌려 떼어냄.



- 작은 마개를 사용하여 튜브를 완전히 밀폐함.



- 마개를 닫은 튜브를 5초간 흔들여 줌. 깔때기와 스펀지를 폐기함.



체외 진단용

DNAgenotek



Made in Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

우수한 샘플
인증된 성능

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene[®]-DNA는 미국에서 구입할 수 없습니다.

*Oragene는 DNA Genotek Inc.의 등록 상표입니다.

DNA Genotek 제품의 일부는 일부 국가에서 살 수 없는 경우가 있으며 세부 정보는 대리점에 문의해 주십시오. DNA Genotek의 모든 로도콜, 백서 및 애플리케이션 정보는 본사의 홈페이지 www.dnagenotek.com의 지원 섹션에서 보실 수 있습니다.

특허 (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., a subsidiary of OraSure Technologies, Inc., all rights reserved.
PD-PR-00416 (KO - Korean) Issue 2/2017-11