



Mintagyűjtési óvintézkedések:

NE távolítsa el a műanyag fóliát a tölcser fedeléről.

Minden alkalommal, mielőtt a donor szájába helyezné, ellenőrizze a szivacsot, hogy nem sérült-e. Ha az első szivacs kopás vagy elhasználódás bármilyen jelét mutatja, használja a második szivacsot.

NE helyettesítse egyéb szivacsokkal vagy törlőkkel.

Rendeltetészerű használat: Emberi DNS asszisztált gyűjtésére szolgál nyálmintából

Tartalom: 1 db mintagyűjtő készletet tartalmaz

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

Fulladásveszély:

- Kis kupak a gyűjtőkészletben.
- Szivacsokat tartalmazó műanyag zacskó.
- A szivacsot fokozott óvatossággal kell a donor szájába helyezni.

Felügyelt gyűjtésekhez:

- NE hagyja a donort felügyelet nélkül.
- NE engedje a donornak a szivacs, a kis kupak vagy a csomagolás kezelését.
- Ha a stabilizáló folyadék érintkezik a szemmel vagy bőrrel, mossa le vízzel. NE nyelje le. Az anyagbiztonsági adatlapot a www.dnagenotek.com honlapon tekintheti meg.

Tárolás: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Összefoglaló és a készlet magyarázata:

Az Oragene-DNA egy olyan asszisztált gyűjtőkészlet, amely tartalmazza a nyálminták gyűjtéséhez és stabilizálásához szükséges anyagokat és utasításokat.

A címkén lévő jelmagyarázat:

- REF Katalógusszám
- MD In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
- CE CE-jelölés
- UK UKCA-jelölés
- Gyártó
- MD Orvosi eszköz
- Ne használja újra
- Olvassa el a használati utasítást
- Nyál gyűjtése (Használat)
- LOT Tételszám
- EC REP Meghatalmazott képviselő
- Vigyázat

Használati utasítás

A gyűjtés előtt olvassa el az összes utasítást.

Eljárás:

Győződjön meg arról, hogy a donor NEM eszik, iszik, dohányzik vagy rágózik 30 perccel a nyálminta gyűjtése előtt.

Győződjön meg arról, hogy a donor függőleges helyzetben van a mintagyűjtés során.

Legfeljebb 15 percet vehet igénybe a nyálminta begyűjtése az 1-7. lépéseket követve.

	<p>1 Helyezzen egy szivacsot a pofazacskóba. Óvatosan mozgassa a szivacsot az íny és a pofazacskó belső oldala mentén 30 másodpercig, hogy a lehető legtöbb nyálát felitassa.</p>
	<p>2 Amint a szivacs megtelődött nyállal, helyezze a szivacsot a tölcser V alakú bemetszésébe. Csavarja ki a nyálát a szivacsból a V alakú bemetszés belső falára irányuló csavaró és toló mozdulattal. A nyál a csőbe folyik.</p>
	<p>3 Ismételje meg ezeket a lépéseket (1–2) UGYANANNAK A SZIVACSNAK A HASZNÁLATÁVAL, amíg a folyékony nyál (nem buborékok) el nem éri a töltési vonalat. Minden alkalommal, mielőtt a donor szájába helyezné, ellenőrizze a szivacsot, hogy nem sérült-e. Ha az első szivacs kopás vagy elhasználódás bármilyen jelét mutatja, használja a második szivacsot. A cső alját ütögesse kemény felszínhez a buborékok számának csökkentésére.</p>
	<p>4 Egyik kezével tartsa függőlegesen a csövet. Csukja be a fedelet a másik kezével úgy, hogy erősen nyomja a fedelet, amíg egy hangos kattantást nem hall. A fedélben lévő színezett folyadék a csőbe jut, és összekeveredik a nyállal. Győződjön meg arról, hogy a fedél szorosan le van zárva.</p>
	<p>5 Tartsa függőlegesen a csövet. Csavarja le a tölcser a csőről.</p>
	<p>6 A kis kupak segítségével zárja le szorosan a csövet.</p>
	<p>7 Rázza 5 másodpercig a kupakkal lezárt csövet. Dobja ki a tölcser és a szivacsokat.</p>