



Mintagyűjtési óvintézkedések:

Gondoskodjon arról, hogy a szivacsos hegy NE érintkezzen semmilyen felülettel a mintavétel előtt.

A donor NEM eheth, ihat és dohányozhat, illetve nem használhat rágógumit a nyálminta gyűjtése előtt 30 percig.

Rendeltetészerű használat: Emberi nyálmintából származó RNS gyűjtésére és stabilizálására szolgál

Tartalom: 1 db mintagyűjtő készletet tartalmaz

Figyelmeztetések és óvintézkedések: Fulladásveszély. A szivacs szájba helyezésekor óvatosan kell eljárni.

Ha a stabilizáló folyadék a szemével vagy a bőrével érintkezik, mossa le vízzel. NE nyelje le. Az anyagbiztonsági adatlapot (MSDS) a www.dnagenetek.com honlapon tekintheti meg

Tárolás: 15 °C-25 °C

Összefoglaló és magyarázat a készlethez: Az ORACollect-RNA egy olyan készlet, amellyel önmaga gyűjthet mintát, és amely tartalmazza az emberi nyálminták gyűjtéséhez szükséges anyagokat és utasításokat.

A címkén lévő jelmagyarázat:

	Katalógusszám
	Csak vényköteles használatra
	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	CE-jelölés
	UKCA-jelölés
	Gyártó
	Orvostechnikai eszköz
	Ne használja újra
	Olvassa el a használati utasítást
	Felhasználható
	Tételszám
	Meghatalmazott képviselő

MAGYAR

Mintagyűjtési utasítások:

	<p>Bontsa fel a csomagot, és vegye ki a gyűjtőeszközt anélkül, hogy a szivacsos hegyhez érne. Helyezze a szivacsot olyan hátulra a szájban, amennyire még kényelmes, és dörzsölje az alsó fogínyhez (lásd a közeli képet) előre-hátra irányú mozdulatokkal. Dörzsölje meg finoman a fogínyt 10 alkalommal. A fogakat lehetőség szerint ne dörzsölje.</p>
	<p>Ismételje meg a finom dörzsölő mozdulatot a száj másik oldalán az alsó fogínyen további 10 alkalommal.</p>
	<p>Tartsa függőlegesen a csövet, hogy a benne lévő stabilizáló folyadék ne folyjon ki. Csavarja le a kupakot a gyűjtőcsőről anélkül, hogy a szivacsához érne.</p>
	<p>Fordítsa fejjel lefelé a kupakot, illessze a szivacsot a csőbe, majd zárja le szorosan a kupakot.</p>
	<p>Fordítsa meg a lezárt csövet, és rázza meg erőteljesen 15-ször.</p>



In vitro diagnosztikai céllal, orvosi rendelvényre és sürgősségi engedéllyel történő használatra.

Ezt a mintagyűjtő eszközt az FDA nem hagyta jóvá.

Ezt a mintagyűjtő eszközt az FDA engedélyezte az EUA alapján.

Ezt a mintagyűjtő eszközt csak a SARS-CoV-2-ből származó nukleinsav kimutatásának elősegítésére szolgáló nyálminták gyűjtésére és fenntartására engedélyezték, más vírusok vagy kórokozók esetében nem engedélyezték.

Ez a mintagyűjtő eszköz csak azon nyilatkozat erejéig engedélyezett, amely szerint fennállnak olyan körülmények, amelyek igazolják az in vitro diagnosztika sürgősségi engedélyezését a COVID-19 kimutatására és/vagy diagnosztizálására a Szövetségi Élelmiszer-, Gyógyszer- és Kosmetikumtörvény, 21 USC, 564(b)(1) szakasz 360bbb-3(b)(1) bekezdésének értelmében, hacsak az engedélyt nem szüntetik meg vagy vonják vissza hamarabb.

DNAGENOTEK™

DNA Genetek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Kiváló minták • Bizonyított teljesítmény

Ingyenes (Észak-Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenetek.com • www.dnagenetek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Hága, Hollandia

Az Egyesült Királyságban felelős személy: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Ausztráliai szponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Ausztrália

Az ORACollect bejegyzett védjegy, a DNA Genetek pedig a DNA Genetek Inc. védjegye. Néhány DNA Genetek-termék nem minden földrajzi régióban érhető el; a részletekért forduljon értékesítési képviselőjéhez. Az összes DNA Genetek-protokoll, összefoglaló és alkalmazási jegyzet elérhető weboldalunk támogatási részében a www.dnagenetek.com címen.

Szabadalom (www.dnagenetek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genetek Inc., az OraSure Technologies, Inc. leányvállalata, minden jog fenntartva.
PD-PR-01101 (HU - Hungarian) Issue 1/2021-04