



### Paėmimo atsargumo priemonės

**Įsitikinkite, kad prieš imant mėginį kempinėles galiukas NEPRISILIEŠTŲ prie jokio paviršiaus.**

**Donorui NEGALIMA valgyti, gerti, rūkyti ar kramtyti gumos 30 minučių iki seilių mėginio paėmimo.**

**Numatytoji paskirtis:** žmonių seilių mėginiams paimti ir RNR stabilizuoti

**Turinys:** 1 paėmimo rinkinys

**Įspėjimai ir atsargumo priemonės:** pavojus užspringti. Įkišant kempinėlę į burną reikia būti atsargiems.

Jei stabilizavimo skysčio pateko į akis ar ant odos, plaukite vandeniu. NENURYKITE. MSDL pateikti svetainėje [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Laikymas:** 15–25 °C

### Rinkinio apibendrinimas ir paaiškinimas:

„ORACollect-RNA“ yra savarankiško mėginio paėmimo rinkinys, kuriame pateikiamos priemonės ir instrukcijos žmogaus seilių mėginiams paimti.

### Etiketės legenda

	Katalogo numeris
	Skirta tik gydytojams.
	In vitro diagnostikos medicinos priemonė
	CE žyma
	UKCA žyma
	Gamintojas
	Medicinos priemonė
	Nenaudoti pakartotinai
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Panaudoti iki
	Partijos numeris
	Igaliotasis atstovas

## LIETUVIŲ K.

## Mėginio paėmimo instrukcijos

	<p>Atidarykite pakuotę ir išimkite paėmimo įrenginį neliesdami kempinėles. Įkiškite kempinėlę kiek įmanoma giliau į burną ir patrinkite į apatinio žandikaulio dantenas (žr. priartintą vaizdą) pirmyn ir atgal. Švelniai patrinkite dantenas 10 kartų. Jei įmanoma, netrinkite dantų.</p>
	<p>Švelniai patrinkite kitoje burnos pusėje palei apatinio žandikaulio dantenas dar 10 kartų.</p>
	<p>Laikykite mėgintuvėlį stačiai, kad neišsipiltų mėgintuvėlyje esantis stabilizavimo skystis. Atsukite paėmimo mėgintuvėlio dangtelį neliesdami kempinėles.</p>
	<p>Apverskite dangtelį, įstatykite kempinėlę į mėgintuvėlį ir stipriai užsukite dangtelį.</p>
	<p>Apverskite uždengtą mėgintuvėlį ir smarkiai papurtykite 15 kartų.</p>



Skirta IVD, tik gydytojams ir leidžiama naudoti patvirtinus išimties tvarka.

Šis mėginių paėmimo prietaisas netikrintas ir nepatvirtintas FDA.

Šis mėginių paėmimo prietaisas patvirtintas naudoti FDA išimties tvarka.

Šis mėginių paėmimo prietaisas patvirtintas tik seilių mėginiams paimti ir laikyti siekiant padėti aptikti SARS-CoV-2 nukleino rūgštis, ne jokiems kitiems virusams ar patogenams.

Šis mėginių paėmimo prietaisas patvirtintas tik tol, kol galioja aplinkybės, leidžiančios patvirtinti naudoti išimties tvarka *in vitro* diagnostikai COVID-19 aptikti ir (arba) diagnozuoti pagal Federalinį maisto, vaistų ir kosmetikos įstatymo 564(b)(1) skyrių, 21 U.S.C. paragrafą 360bbb-3(b)(1), nebent įgaliojimas būtų nutrauktas ar atšauktas anksčiau.

## DNAGENOTEK™

DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

### Puikūs mėginiai • Įrodytas efektyvumas

Nemokamas (Šiaurės Amerika): 1.866.813.6354  
Tel.: +1.613.723.5757 • Faks.: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Nyderlandai

JK atsakingasis asmuo: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Užsakovas Australijoje: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australija

„ORACollect“ yra registruotasis prekės ženklas, „DNA Genotek“ yra „DNA Genotek Inc.“ prekės ženklas. Kai kurie „DNA Genotek“ gaminiai gali būti netiekiami tam tikrose geografiniuose regionuose; išsamios informacijos kreipkitės į savo pardavimo atstovą. Visi „DNA Genotek“ protokolai, informaciniai dokumentai ir naudojimo pastabos pateikiamos mūsų svetainės [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) pagalbos skyriuje.

Patentas ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2021 „DNA Genotek Inc.“, „OraSure Technologies, Inc.“ antrinė įmonė, visos teisės saugomos.  
PD-PR-01104 (LT - Lithuanian) Issue 1/2021-04