



Prekawzjonijiet tal-ġbir:

Žgura li l-ponta tal-isponza MA TIĠIX f'kuntatt ma kwalunkwe wiċċ qabel il-ġbir.

Id-donatur M'GHANDUX jiekol, jixrob, ipejpep jew jomgħod iċ-chewing gum għal 30 minuta qabel jinġabar kampjun tal-bzieq.

Użu maħsub: Għall-ġbir u l-istabilizzazzjoni ta' RNA minn kampjuni tal- bzieq uman

Kontenut: Fih kitt tal-ġbir 1

Twissijiet u prekawzjonijiet: Periklu ta' fgar. Għandha tiġi pprattikata kawzjoni meta tiddaħhal l-isponza fil-halq.

Jekk il-likwidu stabilizzanti jiġi f'kuntatt mal-ghajnejn jew il-ġilda, aħsel bl-ilma. TIBLAX. Ara MSDS fuq www.dnagenotek.com

Hażna: 15°C-25°C

Taqsisra u spjegazzjoni tal-kitt: ORACollect-DNA huwa kitt ta' awto-ġabra li jipprovdi l-materjali u l-sitruzzjonijiet għall-ġbir ta' kampjuni ta' bzieq uman.

Spjega tat-tikketta:

- Numru tal-katalogu
- Għal Użu bi Preskrizzjoni Biss
- Apparat mediku dijanjostiku In vitro
- Markatura CE
- Markatura UKCA
- Manifattur
- Apparat mediku
- Terġax tuża mill-ġdid
- Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu
- Uża sa
- Numru tal-lott
- Rappreżentant Awtorizzat

MALTI

Istruzzjonijiet għall-ġbir ta' kampjun:

	<p>Iftaħ il-pakkett u oħroġ il-kollettur mingħajr ma tmiss il-ponta tal-isponza. Daħhal l-isponza kemm jista' jkun lura fil-halq sakemm ikun komdu u oghrok mal-hanek ta' isfel (ara l-immagni mill-qrib) f'moviment 'il quddiem u lura. Orgħok il-hanek bilmod għal 10 darbiet. Jekk possibbli, evita li toghrok is-sniien.</p>
	<p>Irrepeti l-moviment ta' għorik fuq in-naħa opposta tal-halq mal-hanek ta' isfel għal 10 darbiet oħra.</p>
	<p>Żomm it-tubu wieqaf dritt sabiex tevita li l-likwidu ta' stabilizzazzjoni joħroġ minn ġot-tubu. HOLL it-tapp minn mat-tubu tal-ġbir mingħajr ma tmiss l-isponza.</p>
	<p>Aqleb it-tapp rasu 'l isfel, daħhal l-isponza fit-tubu u għalqa t-tapp sewwa.</p>
	<p>Aqleb it-tubu bit-tapp u qaqlqu malajr minn naħa għall-oħra malajr għal 15-il darba.</p>



Għal IVD, Rx u Għal Użu Taħt Awtorizzazzjoni ta' Użu għal Emergenza.

Dan l-apparat għall-ġbir tal-kampjuni ma ġiex mehluw jew approvat mill-FDA.

Dan l-apparat għall-ġbir tal-kampjuni ġie awtorizzat mill-FDA taħt EUA.

Dan l-apparat għall-ġbir tal-kampjuni ġie awtorizzat biss għall-ġbir u ż-żamma ta' kampjuni tal-bzieq bhala għajna fis-sejba ta' aċidu nukleiku mis-SARS-CoV-2, mhux għal kwalunkwe viruses jew patogeni oħrajn.

Dan l-apparat għall-ġbir tal-kampjuni huwa awtorizzat biss għat-tul tad-dikjarazzjoni li jeżistu ċirkostanzi li jiġġustifikaw ;awtorizzazzjoni għal użu ta' emergenza ta' dijanjostiċi in vitro għas-sejba u/jew d-dijanjostika tal-Covid-19 skont Taqsisma 564(b)(1) tal- Federal Food, Drug and Cosmetic Act (l-Att Federali tal-Ikel, Drogi u Kosmetiċi), 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), sakemm l-awtorizzazzjoni ma tiġi tterminata jew revokata qabel.

DNAGENOTEK™

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Il-Kanada K2V 1C2

Kampjuni superjuri • Prestazzjoni ppruvata

Bla Hlas (Amerika ta' Fuq): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, In-Netherlands

Persuna Responsabbli tar-Renju Unit Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor Awstraljan: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 L-Awstralja

ORACollect hija trademark rreġistrata u DNA Genotek hija trademark ta' DNA Genotek Inc. Xi prodotti DNA Genotek jistgħu ma jkunux disponibbli fir-reġjuni ġeografici kollha, ikkuntatta r-rappreżentant tal-bejgħ tiegħek għad-dettalji. Il-protokoll, white papers u noti tal-applikazzjoni ta' DNA Genotek huma disponibbli fit-taqsisma tal-ghajna tas-sit web tagħna fuq www.dnagenotek.com.

Privattiva (www.dnagenotek.com/legal/notices)
© 2021 DNA Genotek Inc., sussidjarja ta' OraSure Technologies, Inc., id-drittijiet kollha riżervati.
PD-PR-01105 (MT - Maltese) Issue 1/2021-04