



**Tiltænkt anvendelse:** Til assisteret indsamling af DNA fra menneskelige spytprøver.

**Indhold:** Sættet indeholder stabilisatorvæske.

#### Advarsler og forsigtighedsregler

##### Kvælningsfarer:

- Lille hætte i indsamlingssættet.
- Plasticpose, der indeholder svampe.
- Du bør være forsigtig når du fører svampen ind i munden.

##### Ved indsamlinger under opsyn:

- Lad IKKE donoren være uden opsyn.
- Lad IKKE donoren håndtere svampen, den lille hætte eller emballagen.
- Der skal vaskes med vand, hvis stabilisatorvæsken kommer i kontakt med øjne eller hud. Må ikke indtages. Se sikkerhedsdatablade på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

**Opbevaring:** 15 °C-30 °C (59 °F-86 °F)

##### Opsummering og beskrivelse af sættet:

ORAgene-Dx er et indsamlingssæt til assisteret prøvetagning, som indeholder materialer og instruktioner til opsamling og stabilisering af spytprøver.

#### Forsigtighedsregler ved indsamling af prøver:

**Plastfilmen må IKKE tages af tragtens låg.**

**Kontrollér svampen for skader hver gang, inden den føres ind i donorens mund. Brug den anden svamp, hvis den første svamp er beskadiget eller viser tegn på slid.**

**Brug IKKE andre svampe eller svabere.**

#### Symbolforklaring

	Katalognummer
	Medicinsk udstyr til in vitro diagnose
	CE-mærkning
	UKCA-mærkning
	Producent
	Medicinsk udstyr
	Må ikke genbruges
	Læs brugsanvisningen
	Indsaml spyt senest senest (bruges inden)
	Lot-nr.
	Autoriseret repræsentant
	Forsigtig

## Brugsanvisninger

Læs alle anvisninger før prøven indsamles.

#### Procedure:

**Sørg for, at donor IKKE spiser, drikker, ryger eller tygger tyggegummi i 30 minutter, inden spytprøven tages.**

**Sørg for, at donor sidder oprejst, mens prøven tages.**

**Det kan tage op til 15 minutter at tage en spytprøve ved at følge trin 1 til 7.**

	<p><b>1</b> Placér en svamp i kindposen. Bevæg forsigtigt svampen langs med tandkødet og indersiden af kinderne i 30 sekunder, for at samle så meget spyt som muligt.</p>
	<p><b>2</b> Før svampen ind i tragtens v-hak, når svampen er mættet med spyt. Vrid spyttet ud af svampen med en drejende bevægelse, mens du trykker den mod v-hakkets indvendige væg. Spyttet flyder ind i prøverøret.</p>
	<p><b>3</b> Gentag disse trin (1 til 2) MED DEN SAMME SVAMP, indtil det flydende spyt (ikke bobler) når til linjen. Kontrollér svampen for skader for skader hver gang, inden den føres ind i donorens mund. Brug den anden svamp, hvis den første svamp er beskadiget eller viser tegn på slid.</p> <p>Bank prøverørets bund mod en hård overflade, for at mindske antallet af bobler.</p>
	<p><b>4</b> Hold prøverøret lodret med en hånd. Luk låget med den anden hånd ved at trykke fast mod låget, indtil du hører et højt klik. Væsken i låget lukkes ind i røret, hvor den blandes med spyttet. Sørg for, at låget er lukket godt til.</p>
	<p><b>5</b> Hold prøverøret lodret. Skru tragtens af røret.</p>
	<p><b>6</b> Brug den lille hætte til at lukke prøverøret tæt.</p>
	<p><b>7</b> Ryst prøverøret med låg på i 5 sekunder. Bortskaf tragtens og svampene.</p>

Yderligere brugsanvisninger PD-HB-00001 findes på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

Til in vitro diagnose

Udleveres på recept og direkte til brugeren

**DNAGENOTEK™**

Prøver i topklasse  
Bevist kvalitet

Fremstillet i Canada  
DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Gratis nummer (Nordamerika): 1 866 813 6354  
Tlf.: +1 613 723 5757 • Fax: +1 613 723 5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Ansvarelig person i Storbritannien: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Australsk sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

ORAgene er et registreret varemærke og DNA Genotek er et varemærke tilhørende DNA Genotek Inc. Nogle produkter fra DNA Genotek fås muligvis ikke i alle geografiske regioner. Kontakt din salgsrepræsentant, for at få mere at vide. Alle protokoller, hvidbøger og applikationsnotater fra DNA Genotek er tilgængelige i supportafsnittet på vores websted på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
©2021 DNA Genotek Inc., et datterselskab tilhørende OraSure Technologies, Inc., alle rettigheder forbeholdt.  
PD-PR-01165 (DA - Danish) Issue 1/2021-05