


採取を始める前にすべての指示を読んでください。



採取における注意事項:

サンプル採取前の30分間は、飲食、喫煙、およびガムを噛むことは控えてください。

漏斗のふたからプラスチックフィルムを取り除かないでください。

内容物：キットには安定液が含まれています。

警告および注意:

安定液が目に入ったり皮膚に接触した場合は、水で洗い流してください。体内に摂取しないでください。www.dnagenotek.comで製品安全データシートをご確認ください。








小さなキャップは窒息の危険があります。

保管：15°C/30°C

キットの概要および説明:

OMNigene-ORALは、口腔液から微生物RNAおよびDNAを採取し固定するための材料と説明書が含まれる採取キットです。

ラベルの説明:






-  パッケージ同封物を参照してください
-  サンプル採取期限（使用期限）
-  カタログ番号
-  注意、使用方法については使用上の注意をご覧ください
-  15°C/30°C 保管方法の説明
-  製造者
-  ロット番号

採取した検体は感染性である可能性があるため、適切なバイオセーフティ慣行に従って扱ってください。

生物検体の輸送に適用される規制に従って発送します。

使用方法

ほとんどの場合、以下の1~5の手順に従ってサンプルを採取するのにかかる時間は2~5分程度です。



研究用途に限定され、診断には使用できません。
米国内では臨床、診断には使用できません。

DNAGENOTEK™

カナダ製
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

優れた試料品
実績ある性能

電話: +1.613.723.5757
ファックス: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

OMNigene®-ORALは研究用途に限定され、診断には使用できません。

*OMNigeneは、DNA Genotek™ Inc.社の登録商標です。

DNA Genotek社製品の一部は、全世界でご利用になれません。詳細は現地の販売員にお尋ね下さい。DNA Genotek社の試供品、白書、使用記録はすべて、弊社のホームページwww.dnagenotek.comのサポートセクションからご覧になれます。

特許 (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2020 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies Inc.社の子会社、著作権所有
PD-PR-00742 (JA - Japanese) Issue 2/2020-05